

	<b>COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR</b>	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>	<b>PÁGINAS 1 A 3</b>
---	--	--	--------------------------

<b>CÓDIGO 01</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>2014.01</b>
------------------	----------------	----------------

<b>TÍTULO</b>	<b>ROTINA DE LIMPEZA DE MÁQUINA DE BANHO</b>
---------------	--

	<b>AUTORIA</b>	<b>REVISÃO</b>	<b>AUTORIZAÇÃO</b>
<b>Nome:</b>	Enf <sup>a</sup> Taise Costa Ribeiro Klein, Enf <sup>o</sup> Gilson Bittencourt Vieira e Enf Viviana Freire	Dr <sup>a</sup> Ivete Masuwaka	
<b>Cargo:</b>	Enfermeiros do SCIH, Chefia de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva	Médica CCIH	
<b>Data:</b>	<b>04/06/2014</b>		
<b>Assinatura:</b>			

## ROTINA DE LIMPEZA DAS MÁQUINAS DE BANHO

**Definição de Limpeza:** Consiste na remoção da sujidade presente nos artigos, por meio da ação mecânica e consequente retirada da carga microbiana, garantindo a eficácia do processo de desinfecção ou esterilização.

**Objetivo:** Reduzir a carga microbiana natural dos artigos, retirar contaminantes orgânicos e inorgânicos para possibilitar a reutilização, protegendo usuários de infecções cruzadas de microorganismos patogênicos.

**Abrangência:** Unidade de Terapia Intensiva e Emergência.

**Executor:** Funcionário de enfermagem responsável pelo banho que utilize a máquina de banho.

**Equipamentos de Proteção:** Luvas de procedimentos.

**Materiais Necessários:** Água potável, detergente neutro, panos de algodão, Incidin®\*, ácido peracético a 2%.

### Limpeza:

#### Máquina:

A higienização da máquina deve ser realizada ao final de CADA USO, **estando PROIBIDA a sua utilização se esse processo não for realizado.**

- Desconectar o aparelho da tomada.
- Lavar as mãos
- Passar um pano limpo umedecido com água e detergente neutro retirando as sujidades visíveis.
- Passar um pano limpo umedecido com água limpa para retirar o detergente da máquina.
- Passar um pano umedecido com Incidin® em toda a superfície da máquina, incluindo os fios e ducha.
- Guardar o equipamento conforme rotina do setor
- Lavar as mãos

#### Cano Auxiliar (para encher a máquina):

A cada uso deve ser passado Incidin® em toda sua extensão externa.

#### Uma vez por semana – cano auxiliar:

- Lavar com água e sabão
- Enxaguar bem
- Mergulhar em ácido peracético a 2% por 30 minutos
- Enxaguar com água em abundância
- Secar
- Embalar com saco plástico identificado
- Armazenar em local próprio

## **ATENÇÃO:**

1. Não será utilizado o sabão do reservatório da máquina.
2. Pacientes com enterobactérias resistentes ou produtoras de carbapenemases - KPC, NDM, VIM, etc (colonizados ou infectados):
  - UTI: uso da máquina será individual
  - Emergência: não pode ser usada a máquina
1. O (para encher a máquina) tem validade de 30 dias – rotina de limpeza dos frascos (POP específico)
2. O ácido peracético tem validade de 5 dias

\* Incidin® - Solução de glucoprotamina

## **Referência:**

ANVISA. **Curso Básico de Controle de Infecção Hospitalar**. Caderno C: Métodos de Proteção Anti-infecciosa. Brasília: ANVISA, 2000.