

	Procedimento Operacional Padrão (POP)	POP NEPEN/DE/HU	
	<u>Centro Endoscópico:</u> <u>Assistencial</u>	Título Aplicação de Endoclips	Versão: 01
Elaborado por: Aldanea Silvestrin e Kelly Cristine Alves Pavanati		Data da criação: 06/2014	
Revisado por: Membros permanentes do NEPEN		Data da revisão: 10/08/2015	
Aprovado por: Diretoria de Enfermagem		Data da aprovação: 10/08/2015	
Local de guarda do documento: Rede/obelix/POP e impresso			
Responsável pelo POP e pela atualização: Membros permanentes do NEPEN e Diretoria de Enfermagem			
Objetivo: Orientar procedimento de aplicação de endoclips gástrico.			
Setor: CEN – Sala de exame		Agente(s): Enfermeiro e técnico de enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
MATERIAL:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Endoclips (encontram-se na caixa de HDA); 2. Aplicador de endoclip. 			
PROCEDIMENTO:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar endoscopia diagnóstica; 2. Abrir a embalagem do endoclip de acordo com a solicitação médica; 3. Abrir o aplicador do endoclip e inserir a ponta no envólucro plástico do mesmo; 4. Puxar a manopla do aplicador com cuidado até o clip abrir por completo e depois fechar a manopla até o endoclip entrar para dentro do aplicador; 5. Passar o aplicador por dentro do canal de biópsia e abrir vagarosamente de acordo com a solicitação médica; 6. Posicionar o clip na lesão a ser clipada; 7. Ir fechando a manopla com cuidado até o clip fechar por completo, ao sentir que fechou, puxar a manopla até quebrar o clip; 8. Retirar o aplicador do canal de biópsia e repetir o procedimento se necessário; 9. Ao final do procedimento levar todo material para sala de limpeza; 			

ATENÇÃO: O endoclip é material consignado, portanto deve-se guardar a etiqueta completa que encontra-se no verso da embalagem para colar no pedido de Procedimentos Especiais (mural do setor) que deverá ser preenchida pelo médico.