

	Procedimento Operacional Padrão (POP)	POP NEPEN/DE/HU	
	<u>Centro Endoscópico:</u> <u>Assistencial</u>	Título	Versão: 01
Ligadura Elástica de Varizes Esofágicas			
Elaborado por: Aldanea Silvestrin e Kelly Cristine Alves Pavanati		Data da criação: 06/2014	
Revisado por: Membros permanentes do NEPEN		Data da revisão: 10/08/2015	
Aprovado por: Diretoria de Enfermagem		Data da aprovação: 10/08/2015	
Local de guarda do documento: Rede/obelix/POP e impresso			
Responsável pelo POP e pela atualização: Membros permanentes do NEPEN e Diretoria de Enfermagem			
Objetivo: Orientar procedimento de ligadura elástica de varizes esofágicas.			
Setor: CEN – Sala de exame		Agente(s): Enfermeiro e técnico de enfermagem	
ATAPAS DO PROCEDIMENTO			
MATERIAL:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kit ligadura elástica; 2. Xilocaína geleia. 			
PROCEDIMENTO:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir o kit e auxiliar o médico a inserir a ponta do fio no canal do endoscópio; 2. Fixar a manopla do kit no endoscópio; 3. Abrir a embalagem e retirar o tambor com os anéis elásticos; 4. Enlaçar o tambor na ponta do fio passado pelo canal; 5. Acoplar o tambor à ponta do endoscópio, mantendo o ponto indicador na posição da abertura do canal. Se necessário, pode ser aplicada pequena quantidade de xilocaína geleia na ponta do endoscópio para que o dispositivo deslize melhor; 6. Aplicar xilocaína no dispositivo, após sua fixação, na região dos anéis. 			
ATENÇÃO PARA NÃO COLOCAR XILOCAÍNA NA CÂMERA DO ENDOSCÓPIO.			