

	Procedimento Operacional Padrão (POP)	POP NEPEN/DE/HU	
	<u>Centro Endoscópico:</u> <u>Assistencial</u>	Título  <b>Retirada de Corpo Estranho com Overtube</b>	Versão: 01
Elaborado por: Aldanea Silvestrin e Kelly Cristine Alves Pavanati		Data da criação: 06/2014	
Revisado por: Membros permanentes do NEPEN		Data da revisão: 10/08/2015	
Aprovado por: Diretoria de Enfermagem		Data da aprovação: 10/08/2015	
Local de guarda do documento: Rede/obelix/POP e impresso			
Responsável pelo POP e pela atualização: Membros permanentes do NEPEN e Diretoria de Enfermagem			
Objetivo: Orientar procedimento de retirada de corpo estranho com Overtube			
Setor: CEN – Sala de exame		Agente(s): Enfermeiro e técnico de enfermagem	
<b>ETAPAS DO PROCEDIMENTO</b>			
<b>MATERIAL:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pinça de corpo estranho (Boca de Jacaré ou Dente de Rato);</li> <li>2. Cap;</li> <li>3. Pinça de biópsia;</li> <li>4. Alça coletora de pólipos com rede;</li> <li>5. Overtube.</li> </ol>			
<b>PROCEDIMENTO:</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar endoscopia diagnóstica e observar a presença de corpo estranho;</li> <li>2. Abrir material solicitado pelo médico;</li> <li>3. Molhar o Overtube e o guia com água destilada para que deslizem com facilidade;</li> <li>4. Montar o conjunto de Overtube, rosqueando a parte interna (guia) à externa, garantindo que as mesmas estejam fixas;</li> <li>5. Introduzir o Overtube na boca do paciente através do bocal (grande) e retirar o guia desrosqueando-o da parte externa;</li> </ol>			

6. Passar o endoscópio através do Overtube até a posição onde encontra-se o corpo estranho;
7. Introduzir a pinça de corpo estranho adequada por dentro do canal de biópsia e pinçar o corpo estranho;
8. Puxar o conjunto endoscópio e pinça com o corpo estanho e retirar do Overtube;
9. Verificado a retirada de todo conteúdo, retirar o Overtube;
10. Ao final do procedimento levar todo material para sala de limpeza;
11. O Overtube deverá ser lavado com detergente enzimático e imerso em glutaraldeído por 30 minutos.