

	Procedimento Operacional Padrão (POP)	POP NEPEN/DE/HU	
	<u>Centro Endoscópico:</u> <u>Assistencial</u>		
	Título Dilatação Esofágica com Sayary	Versão: 01	Próxima revisão: 2016
Elaborado por: Aldanea Silvestrin e Kelly Cristine Alves Pavanati		Data da criação: 06/2014	
Revisado por: Membros permanentes do NEPEN		Data da revisão: 10/08/2015	
Aprovado por: Diretoria de Enfermagem		Data da aprovação: 10/08/2015	
Local de guarda do documento: Rede/obelix/POP e impresso			
Responsável pelo POP e pela atualização: Membros permanentes do NEPEN e Diretoria de Enfermagem			
Objetivo: Orientar procedimento com dilatação esofágica com Sayary			
Setor: CEN – Sala de exame		Agente(s): Enfermeiro e técnico de enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
MATERIAL:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilatadores com diversas numerações, de acordo com a solicitação médica; 2. Fio guia Savary ou fio guia de colangio; 3. Xilocaína geleia. 			
PROCEDIMENTO:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. O funcionário que estiver segurando o bocal deverá alcançar o fio guia solicitado pelo médico que o introduzirá pelo canal de biópsia do endoscópio; 2. Manter o fio guia na posição definida com a mão direita e ir retirando o endoscópio com a mão esquerda conforme solicitação do médico; 3. Outro funcionário deverá alcançar os dilatadores e auxiliar na passagem deles pelo fio guia; 4. O funcionário responsável por segurar o fio guia deve aplicar xilocaína geleia nos dilatadores para facilitar o deslize pelo esôfago; 5. Hiperestender a cabeça do paciente para facilitar a passagem do dilatador; 6. Ao término do procedimento, levar o fio guia e os dilatadores utilizados para a sala de lavação. Guardar os demais em local próprio. 			