

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA				
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA				
Pregão		Item		Código	177581	Arq. X.28
Material	SERINGA HEPARINIZADA PARA GASOMETRIA 2 A 3 ML, SEM AGULHA E SEM AUTOENCHIMENTO, USO ADULTO			Amostra Registro		
Nome Comercial						
Marca				MOD./REF.		
RMS		Venc.		C.A.		Venc.
Fabricante				CNPJ		
Importador				Fabricação		
Lote				Validade		
Empresa Proponente						
Local de Teste						
Quantidade testada				Data		

CAMPO A SER PREENCHIDO PELO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Contém heparina lítica seca balanceada com cálcio ou zinco, aproximadamente 25 a 50 UI/ml?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Conservou amostra sanguínea sem formação de coágulos?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Houve presença de bolhas de ar na amostra?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Apresenta boa conectividade ao gasômetro?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Apresentou vazamentos durante o procedimento?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Apresenta algum risco à segurança durante o procedimento?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Possibilita dosagem de Na, K, Ca?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Considerações:	_____				

CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA

EMBALAGEM:					
Embalagem individual, resistente, segura e com identificação de produto estéril?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Proporciona abertura e transferência asséptica?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Identificação do produto, lote e validade de fácil visualização?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
SERINGA:					
Capacidade de 2 ml a 3 ml?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Possui transparência adequada?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Possui escala graduada a cada 0,1 ml e numerada no máximo a cada 0,5 ml?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Anel de retenção seguro?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Bico com tampa protetora e tampa para proteção após a coleta?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Êmbolo apresenta vedação e deslize seguro, propiciando coleta segura da amostra?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Material é resistente e seguro ao manuseio?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
A seringa é sem sistema de auto enchimento e sem agulha?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?

Outras Observações:	_____				
----------------------------	-------	--	--	--	--

	UFSC/HU/DE	() INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	() QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	177581	Arq.	X.28
Material	SERINGA HEPARINIZADA PARA GASOMETRIA 2 A 3 ML, SEM AGULHA E SEM AUTOENCHIMENTO, USO ADULTO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS		Venc.		C.A.		Venc.	
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

NÚCLEO DE MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM