

	UFSC/HU/DE	( ) INSTRUMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA					
	NUMAE	( ) QUEIXA TÉCNICA					
Pregão		Item		Código	160778	Arq.	F.19
MATERIAL	FITA ADESIVA CREPE INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO CLASSE I, LARGURA 19 MM X 50 M, NO MÍNIMO			Amostra Registro			
Nome Comercial							
Marca				MOD./REF.			
RMS			Venc.			C.A.	Venc.
Fabricante				CNPJ			
Importador				Fabricação			
Lote				Validade			
Empresa Proponente							
Local de Teste							
Quantidade testada				Data			

**CAMPO A SER PREENCHIDO PELA ÁREA TÉCNICA**

**EMBALAGEM:**

Resistente e segura?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Fácil abertura manual?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Contém identificação do produto, validade e lote de fácil visualização?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Contém indicação para uso em embalagem SMS e tecidos de algodão e papel?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Contém indicação de metragem (18 mm x 30 m no mínimo)?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?

**FITA PRÉ-ESTERILIZAÇÃO**

Apresenta indicador químico externo na forma de listras?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Apresenta uniformidade e boa aceitação da tinta na escrita sobre a fita?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Isenta de resíduos e impurezas?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Possui maleabilidade segura e facilidade no corte da fita?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
É resistente ao manuseio e permite aproveitamento total do rolo?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?

**FITA PÓS-ESTERILIZAÇÃO:**

Apresentou listras na cor escura de forma destacada?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Adesividade segura após a esterilização?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Resistente a temperatura de autoclavagem de 121 °C à 134°C?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
Registros com caneta na fita após esterilização ficaram claros e legíveis?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?
O produto oferece praticidade e segurança no manuseio?	<input type="checkbox"/>	Sim	<input type="checkbox"/>	Não	Por quê?

**Outras observações:** \_\_\_\_\_

**PARECER FINAL**

FAVORÁVEL

DESFAVORÁVEL

Data do parecer: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinaturas \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_